

A.4086

A.4086.1

Epo Flier Gull

sapi med
SURGICAL
LINE



CE
0476

La procedura di Delorme Interna è una tecnica con controllo visivo utilizzata per intervenire sulla defecazione ostruita causata dall'intussuscezione rettale.

L'**Epo Flier** (A.4086) è un kit realizzato appositamente per l'esecuzione ottimale dell'intervento.

La valva fenestrata **Gull** (A.4086.1) è stata studiata e realizzata con "presa ad ali di gabbiano" per agevolare al massimo la rotazione all'interno del canale anale.

È un dispositivo versatile che per diametro e dimensioni, consente di effettuare un'ampia divulsione del canale anale: 93 mm di lunghezza e 31 mm di diametro. Ideale per emorroidectomia secondo Milligan Morgan, secondo Ferguson, emorroidectomia con l'utilizzo di un laser, sfinterotomia, anastomosi, fistulectomia classica o con ausilio di laser.

The Internal Delorme's procedure is a visual inspection technique that is adopted for interventions on obstructed defecation caused by rectal intussusception.

*The **Epo Flier** (A.4086) kit has been specially designed for optimal performance of the intervention.*

*The fenestrated valve **Gull** (A.4086.1) has been studied and produced with a seagull wing grip for easy rotation inside the anal canal.*

It is a versatile device, whose diameter and size allow extensive divulsion of the anal canal: 93mm length and 31mm diameter. Ideal for Milligan-Morgan haemorrhoidectomy, Ferguson haemorrhoidectomy, laser haemorrhoidectomy, sphincterotomy, anastomosis, conventional fistulectomy or laser fistulectomy.